

Découvrez la liberté

Ce document contient des informations
promotionnelles sur un dispositif médical.



Avec le nébuliseur à tamis vibrant Aerogen Go® – **un nébuliseur compact, portable et facile à utiliser***1 – vous pouvez nébuliser vos médicaments prescrits pour un traitement respiratoire, où que vous soyez au cours de la journée.



Aerogen GO®

Nébuliseur à tamis vibrant

Go, en toute confiance

Pourquoi le nébuliseur à tamis vibrant Aerogen Go® pourrait vous convenir :

Pour certaines personnes atteintes d'une maladie respiratoire, il peut être utile d'avoir **un nébuliseur à utiliser à domicile**^{12,3}.

Disposer d'un nébuliseur **portatif**^{*1} peut vous aider (ou aider un proche) à continuer à suivre votre traitement même lorsque vous êtes en déplacement.



Utilise la **technologie à tamis vibrant** pour administrer des médicaments en vue d'un traitement respiratoire⁸¹.

Un nébuliseur **rapide, silencieux et simple à utiliser**^{*1} peut contribuer à une expérience de traitement sereine.

Aerogen Go bénéficie de **l'expérience et du soutien** d'Aerogen, leader mondial dans le domaine de l'administration de médicaments par aérosol en soins aigus¹⁴.

Aerogen Go peut être utilisé chez l'adulte comme chez l'enfant (âgé de plus de 6 mois) pour nébuliser des médicaments approuvés pour le traitement des voies respiratoires⁸¹.



Aerogen GO[®]

Peut être utilisé dans un large éventail d'environnements – de l'hôpital au domicile, à l'école ou lors de vos déplacements^{s1}.



Un dispositif

Un nébuliseur adapté à une large gamme de médicaments homologués pour le traitement des affections respiratoires^{s1}.



Portatif

Ce petit dispositif portatif, léger et compact, peut facilement se glisser dans un sac à main, un sac à dos ou une mallette^{*1}.



Simple d'utilisation

Facile à assembler et à utiliser*. Conception simple et intuitive à un seul bouton¹.



Nettoyage et désinfection en quelques étapes simples

Nettoyez et désinfectez en suivant des étapes faciles^{*1}. Le dispositif doit être nettoyé après chaque utilisation^{*1}.



Traitements silencieux

Ce nébuliseur compact peut être utilisé discrètement^{*1}.



Administration rapide du traitement

Nébulise à un débit de 0,7 ml/min^{*1}.



Fonctionne avec des piles

Utilisez-le avec des piles lors de vos déplacements ou branchez-le à l'aide de l'adaptateur secteur^{*1}.

L'Aerogen Go ne dispose pas de fonction de charge de batterie. Avant d'utiliser l'adaptateur secteur, retirez les piles de l'unité principale.



Consultez votre professionnel de santé spécialisé en pneumologie si vous pensez que l'Aerogen Go pourrait convenir à vous-même ou à un proche.

Aerogen GO®

Pour en savoir plus
sur Aerogen Go,
rendez-vous sur
aerogengo.com



Contact :

E-mail :

Téléphone :

L'Aerogen Go possède un indice de protection IP-55¹

Informations importantes sur le produit

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le nébuliseur à tamis vibrant Aerogen Go.

***Niveau sonore :** ≤ 50 décibels pendant l'utilisation. **Portabilité/Dimensions :** Dimensions 74 x 46 x 96 mm ; peut fonctionner sur piles ; poids environ 75 g (sans piles). **Facilité d'emploi :** Conception en 2 parties pour faciliter l'assemblage. Peut être utilisé avec des profils respiratoires normaux. **Autonomie des piles :** Nécessite 2 piles alcalines AA de 1,5 V. La durée de vie des piles peut varier selon les marques ou les types de piles. Il est recommandé de garder des piles de rechange à disposition. **Indice de protection IP-55 :** résistant à la pénétration limitée de poussière et protégé contre les jets d'eau à basse pression provenant de n'importe quelle direction ; non conçu pour une immersion totale dans l'eau. **Nettoyage :** Processus de nettoyage en 7 étapes après chaque utilisation et désinfection à la fin de chaque journée. **Administration rapide du traitement :** Débit de sortie de l'aérosol : $0,7 \pm 0,07$ ml/min (2 ml NaF 2,5 %). ¹Les nébuliseurs à domicile peuvent être envisagés pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser des inhalateurs malgré une formation appropriée, qui continuent d'avoir des difficultés respiratoires même en utilisant correctement les inhalateurs, ou qui nécessitent régulièrement des médicaments nébulisés ou une solution saline en raison de conditions médicales spécifiques². ²Leader mondial de l'administration de médicaments par aérosol en soins aigus, avec une présence sur le marché mondial dans plus de 80 pays³.

¹Le nébuliseur à tamis vibrant Aerogen Go est destiné à nébuliser des médicaments approuvés pour le traitement des affections respiratoires. Le système de nébulisation peut être utilisé chez les enfants âgés de plus de 6 mois qui nécessitent un traitement inhalé et qui peuvent respirer spontanément. Les enfants ou toute personne nécessitant une assistance ou une surveillance doivent être surveillés en permanence par un adulte, un soignant ou un professionnel de santé lorsqu'ils utilisent le dispositif pour un traitement par inhalation. Vérifiez auprès d'un professionnel de santé que votre nébuliseur est adapté au(x) traitement(s) dont vous avez besoin. Ne partagez pas votre Aerogen Go avec d'autres utilisateurs. Il est conçu pour un usage unique sur un seul patient⁴.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ces réglementations, porte le marquage CE. Fabriqué par HCmed Innovations, conformément à la réglementation applicable en matière de dispositifs médicaux.

BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive ; NaF, fluorure de sodium.

1. 30-2173 Rév. 01 Aerogen Go EU Mode d'emploi. 2. Katiyar SK et coll. Indian J Tuberc. 2022;69:S1-S191.

3. O'Driscoll B, et al. Respir Med.1996;90(9):561-566. 4. Données détenues par Aerogen.

MK-GL-2988-3-FR. Date de préparation : juillet 2026. Copyright © 2026 Aerogen Ltd. Tous droits réservés. AerlCU, Aerogen, Aerogen Go, Aerogen Solo, Aerogen Ultra, The Wheezes et Vibronic sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Aerogen Ltd ou de ses filiales

UK **CE**
CA **0123**

Aerogen®